


# ООО НПФ “Харьков-Прибор”

Технические характеристики	5901A-G	5901A-Q	5901C-G	5901C-Q	5901D-G	5901D-Q	5901B-G
Расширенная неопределенность (k=2)	< 0,0001 °C						< 0,0002 °C
Воспроизводимость	0,00002 °C						0,00005 °C
Габариты	50 мм, внешний диаметр. 12 мм, внутренний диаметр 450 мм, длина	60 мм, внешний диаметр. 13,6 мм, внутренний диаметр 420 мм, длина	60 мм, внешний диаметр. 14,4 мм, внутренний диаметр 420 мм, длина	60 мм, внешний диаметр. 12 мм, внутренний диаметр 420 мм, длина	60 мм, внешний диаметр. 12 мм, внутренний диаметр 420 мм, длина	60 мм, внешний диаметр. 12 мм, внутренний диаметр 420 мм, длина	30 мм, внешний диаметр 8 мм, внутренний диаметр 180 мм, длина
Глубина погружения (от поверхности воды до дна колодца)	265 мм						118 мм
Материал	Боросиликат Стекло	Кварцевое стекло (кварц)	Боросиликат Стекло	Кварцевое стекло (кварц)	Боросиликат Стекло	Кварцевое стекло (кварц)	Боросиликат Стекло
Источник воды	Океан						
dDVSMOW	± 10 ‰ (± 1 ‰)						± 20 ‰
d18OVSMOW	± 1,5 ‰ (± 0,15 ‰)						± 3 ‰
Влияние отклонения от VSMOW	± 7 мкК						± 14 мкК

Адрес: 61050, Украина, г. Харьков, ул. Примеровская, 25/27, Тел: +38-057-739-00-50 (51),  
факс: +38-057-739-00-60

E-mail: [office@pribory.com](mailto:office@pribory.com), <http://www.pribory.com>



# ООО НПФ “Харьков-Прибор”


## Модели и аксессуары

Model Name	Описание
5901A-G	Ячейка TPW, внутренний диаметр 12 мм, с ручкой, стеклянный корпус
5901A-Q	Ячейка TPW, внутренний диаметр 12 мм, с ручкой, кварцевый корпус
5901C-G	Ячейка TPW, внутренний диаметр 13,6 мм, стеклянный корпус
5901C-Q	Ячейка TPW, внутренний диаметр 14,4 мм, кварцевый корпус
5901D-G	Ячейка TPW, внутренний диаметр 12 мм, стеклянный корпус
5901D-Q	Ячейка TPW, внутренний диаметр 12 мм, кварцевый корпус
5901B-G	Ячейка TPW, мини, стеклянная оболочка

Аксессуар	Описание
3901-11	Вкладыш TPW, 5901/5901А, до 7,5 мм
3901-12	Вкладыш TPW, 5901/5901А, до 5,56 мм
3901-13	Вкладыш TPW, 5901/5901А, на 6,35 мм
3901-21	Вкладыш TPW, 5901С, до 7,5 мм
3901-22	Вкладыш TPW, 5901С, на 5,56 мм
3901-23	Вкладыш TPW, 5901С, на 5,56 мм

Адрес: 61050, Украина, г. Харьков, ул. Примеровская, 25/27, Тел: +38-057-739-00-50 (51),  
факс: +38-057-739-00-60

E-mail: [office@pribory.com](mailto:office@pribory.com), <http://www.pribory.com>



# ООО НПФ “Харьков-Прибор”

Аксессуары	Описание
2031A	Погружной морозильный аппарат Quick Stick
1904-TPW	Аккредитованное сопоставление ячеек
5901-ITST	Анализ изотопного состава, ячейка TPW
5901-SMPL	Проба воды, ячейка TPW (поставляется в герметичной стеклянной ампуле)
Программа обслуживания прибора Priority Gold CarePlan	Программа обслуживания прибора Fluke Calibration Priority Gold CarePlan доступна для большинства калибровочных приборов. Свяжитесь с местным торговым представителем Fluke Calibration для получения подробной информации или отправьте запрос на ценовое предложение. Вы также можете связаться с центром поддержки клиентов по телефону 877-355-3225 или отправить сообщение на адрес <a href="mailto:careplans@flukecal.com">careplans@flukecal.com</a> .
Программа обслуживания Silver CarePlan	Программа обслуживания Priority Silver CarePlan, предлагаемая Fluke Calibration, доступна для большинства калибровочных приборов. Свяжитесь с местным торговым представителем Fluke Calibration для получения подробной информации или отправьте запрос на ценовое предложение. Вы также можете связаться с центром поддержки клиентов по телефону 877-355-3225 или отправить сообщение на адрес <a href="mailto:careplans@flukecal.com">careplans@flukecal.com</a> .

Адрес: 61050, Украина, г. Харьков, ул. Примеровская, 25/27, Тел: +38-057-739-00-50 (51),  
факс:+38-057-739-00-60

E-mail: [office@pribory.com](mailto:office@pribory.com), <http://www.pribory.com>